

ecg & nibp SNAPSHOT

一套设备，同时监测心电、血压两种指标

emka
TECHNOLOGIES

smart tools - swift services - sharp research

nibpSNAPSHOT 无创监测系统

- 尾套式无创血压 (nibp)
- 7导联 心电图 (6标准导联, 1胸导联)

在犬、猴等大动物上可单独或同时监测心电、血压，广泛应用于毒理、药理学研究

它不仅是信号记录，还可以分析得到可靠的nibp结果！

- 将袖带安装在动物的肢体，并开始一个打气/放气的循环
- 监测中即时显示信号及监测结果，保证监测的质量
- 如有需要，可随时中断或开始一个新的血压测量循环
- 如有需要，可对打气的压力与放气的时间进行调节

如果准备运行它，你只需要...

- 一台装有 iox SNAPSHOT软件的计算机 (Windows XP & 7)
- 将nibpSNAPSHOT通过USB数据线连接到计算机
- 将ECG电极导线和无创血压袖带连接到nibpSNAPSHOT

适用于GLP实验要求，得到完整实验数据

- 平均压、收缩压 以及舒张压
- 心率，脉搏传输时间等 (当采集ECG时)
- nibpSNAPSHOT可以同时记录血压与最多7个导联的ecg信号，并保存为iox格式的原始数据
- 可应用ecgAUTO软件，更专业地分析ecg及血压信号

nibpSNAPSHOT 完全地兼容EMKA的所有软件套件，它与emkaPACK无创遥测系统联合使用，得到最佳的实验结果。

